

# Guía rápida de uso

Delicado con sus dedos  
preciso y sin dolor



Reg. No. : 1722C2009 SSA y Reg. No. 1187R97 SSA. Consulte a su médico. Lea atentamente las instrucciones.

ACCU-CHEK®

## Guía de uso ACCU-CHEK® Softclix

### Combinación original Calidad Roche garantizada

El dispositivo de punción y la lanceta ACCU-CHEK® Softclix están diseñados para trabajar perfectamente juntos. La tecnología única Clixmotion, combinada con la lanceta especialmente diseñada, hace que la penetración sea prácticamente sin dolor.<sup>1</sup>

#### Dispositivo de punción ACCU-CHEK® Softclix

- 11 niveles de punción
- Práctica función de expulsión de la lanceta
- Tecnología Clixmotion para una penetración prácticamente sin dolor

#### La lanceta ACCU-CHEK® Softclix

- Corte sesgado de tres lados con ángulos óptimos
- Superficie lisa y pulida, diseñada para reducir la fricción durante la penetración
- Tarda no más de unos cuantos milisegundos para penetrar la piel

El dispositivo de punción y las lancetas ACCU-CHEK® Softclix pueden hacer la punción más suave, y ayudar a minimizar el daño a la piel y a las terminales nerviosas.

### Control preciso para mayor comodidad

El sistema de punción ACCU-CHEK® Softclix tiene el movimiento de punción guiado Clixmotion. Esta tecnología avanzada controla con precisión el movimiento de la lanceta para minimizar vibraciones y oscilaciones.



#### Sin Clixmotion


- La vibración causa daño y dolor al tejido
- La lanceta se detiene y se retrae abruptamente



#### Con Clixmotion

- Sin vibración interior o exterior
- La lanceta se detiene suavemente y retrocede de inmediato

El corte especial de la lanceta Accu-Chek®, combinado con el corto periodo de penetración y Clixmotion permite una punción gentil y prácticamente indolora<sup>1</sup>.



Centro Accu-Chek

50 81 58 57

01 800 90 80 600

<sup>1</sup>. Kocher S, Tshiananga JK. Comparison of lancing devices for self-monitoring of blood glucose regarding lancing pain. J Diabetes Sci Technol. 2009;3(5):1136-43.